



HYBRIDMESH®PLASĂ ROTUNDĂ
SEMIASORBABILĂ

INFORMAȚII TEHNICE



PRE-ABSORBȚIE



POST-ABSORBȚIE

HYBRIDMESH® PLASĂ ROTUNDĂ SEMIASORBABILĂ

CODUL PRODUSULUI

PPL05-R diametru 5,0 cm

DESCRIEREA PRODUSULUI

HYBRIDMESH® - Plasă rotundă semiabsorbabilă tricotată cu tehnologie cvadriaxială. După resorbția parțială a PLLA (7-10 luni), doar o plasă PP ultraușoară rămâne implantată permanent

INDICAȚIE

Plasă utilizată pentru tratamentul chirurgical al herniei inghinale

UTILIZAREA PRECONIZATĂ

Plasă implantabilă prin tehnică deschisă, fără contact visceral. Chirurgul poate tăia plasa în forma și dimensiunea de care are nevoie

MATERIAL

Polipropilenă monofilament neresorbabilă, diametru 120 μm;
Acid polilactic monofilament resorbabil, diametru 120 μm

POROZITATE MEDIE

Pre-absorbție: 1059 μm

Post-absorbție: 1584 μm

GRAMAJ MEDIU

Pre-absorbție: 80 g/m²Post-absorbție: 20 g/m²

STERILIZARE

Oxid de etilenă

AMBALAJ

1buc /cutie, ambalate într-o singură pungă Tyvek® , care este introdus într-o pungă de aluminiu.
Numai plasa conținută în punga interioară Tyvek® este sterilă

TERMENUL DE VALABILITATE AL PRODUSULUI

5 ani

2797


HERNIAMESH® S.r.l. -Italia

www.herniamesh.com