



PLASTURE ROTUND

INFORMAȚII TEHNICE

PLASE CHIRURGICALE DIN POLIPROPILENĂ MONOFILAMENT



PLASTURI ROTUNZI

CODURI DE PRODUS

HT1C10 rigid diametru 10,0 cm
H5C10 moale diametru 10,0 cm

DESCRIEREA PRODUSULUI

PLASTURE ROTUND - Plasă rotundă macroporoasă rigidă sau moale

INDICATIE

Plasă utilizată în ranforsarea chirurgicală și repararea defectelor herniei

UTILIZAREA PRECONIZATĂ

Indicat pentru tratamentul defectelor herniei ventrale, cu tehnica deschisă. Chirurgul poate tăia plasa în forma și dimensiunea de care are nevoie

BIOCOMPATIBILITATE

Conform cu standardul ISO 10993

MATERIAL

Polipropilenă monofilament neresorbabilă, diametru 180 μm

DIMENSIUNEA PORILOR

	HT1C10	H5C10
Minim =	357 μm	255 μm
Mediu =	529 μm	746 μm
Maxim =	874 μm	1120 μm

GRAMAJ MEDIU

HT1C10: 223 g/m²
H5C10: 107 g/m²

STERILIZARE

Oxid de etilenă

AMBALAJ

5 buc/cutie, fiecare ambalata într-o folie dublă Tyvek®, doar cea interioară fiind sterilă

TERMENUL DE VALABILITATE AL PRODUSULUI

5 ani

CE
1936



HERNIAMESH S.r.l. - Italia

www.herniamesh.com



ET026 Rev.0