


**PLUG T® 4R-Q DOP PLAT**

# INFORMAȚII TEHNICE

**PLASE CHIRURGICALE DIN POLIPROPILENĂ MONOFILAMENT**

## PLUG T® 4R-Q DOP PLAT

**CODUL PRODUSULUI**

PT4R-Q diametru 5,0 cm

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

PLUG T® 4R-Q – Plasă macroporoasă standard, tricotată cu tehnologie cvadriaxială, în formă rotundă, cu un orificiu excentric

**INDICAȚIE**

Plasă utilizată în ranforsarea chirurgicală și repararea defectelor herniei

**UTILIZAREA PRECONIZATĂ**

Indicat pentru tratamentul herniei inghinale, cu tehnică deschisă

**MATERIAL**

Polipropilenă monofilament neresorbabilă, diametru 120 μm

**BIOCOMPATIBILITATE**

În conformitate cu standardele ISO 10993

**DIMENSIUNEA PORILOR**

Minim = 324 μm

Mediu = 945 μm

Maxim = 2219 μm

**GRAMAJ MEDIU**

88 g/m<sup>2</sup>

**STERILIZARE**

Oxid de etilenă


**AMBALAJ**

5 buc/cutie, fiecare ambalată într-o folie dublă Tyvek® doar cea interioară fiind sterilă

**TERMENUL DE VALABILITATE AL PRODUSULUI**

5 ani

CE  
1936



## HERNIAMESH S.r.l. - Italia

[www.herniamesh.com](http://www.herniamesh.com)

ET191 Rev.1