


**PLUG T<sup>®</sup>4R** DOP PLAT

# INFORMAȚII TEHNICE

PLASE CHIRURGICALE DIN POLIPROPILENĂ MONOFILAMENT



## PLUG T<sup>®</sup>4R DOP PLAT

### CODUL PRODUSULUI

PT4R-S semi-rigid diametru 5,0 cm

### DESCRIEREA PRODUSULUI

PLUG T<sup>®</sup> 4R - Plasă macroporoasă rotundă semi-rigidă, cu orificiu excentric

### INDICAȚIE

Plasă utilizată în ranforsare chirurgicală și repararea defectelor herniei

### UTILIZAREA PRECONIZATĂ

Indicat pentru tratamentul reparării herniei inghinale, cu tehnică deschisă

### MATERIAL

Polipropilenă monofilament neresorbabilă, diametru 180 μm

### BIOCOMPATIBILITATE

În conformitate cu standardele ISO 10993

### DIMENSIUNEA PORILOR

Minim = 389 μm

Mediu = 741 μm

Maxim = 1083 μm

### GRAMAJ MEDIU

177 g/m<sup>2</sup>

### STERILIZARE


Oxid de etilenă

### AMBALAJ

5 buc/cutie, fiecare ambalată într-o folie dublă Tyvek<sup>®</sup>, doar cea interioară fiind sterilă

### TERMENUL DE VALABILITATE AL PRODUSULUI

5 ani

CE  
1936

## HERNIAMESH S.r.l. - Italia

[www.herniamesh.com](http://www.herniamesh.com)

ET023 Rev.1